

PE/Cyanine7 Anti-Maus Cd11C Monoklonaler Antikörper Für Fc - Q9Qxh4

Artikelnummer: CM0007893

Einführung

PE/Cyanine7-konjugierter monoklonaler Antikörper, der gegen Maus-CD11c (Integrin alpha-X, Q9QXH4) gerichtet ist und für die Durchflusszytometrie validiert wurde. Erkennt den Fibrinogen-Rezeptor, der an der Adhäsion von Entzündungszellen und der Chemotaxis von Monozyten beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE/Cyanine7 anti-Maus CD11c mAk
Bemerkungen/Alias	Cr4; N418; Cd11c
Spezies	Maus
GenID (Mensch)	3687
GenID	16411
Immunogen	Rekombinantes Protein der Maus-CD11c
Quelle	Armenischer Hamster
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q9QXH4
Proteinmasse	129 kDa
Versand	Eisbeutel