

PE/Cyanine7 Anti-Maus Cd161C/Nk1.1 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P27814

Artikelnummer: CM0008238

Einführung

PE/Cyanine7-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper, der spezifisch Maus-CD161c/NK1.1 (NKR-P1C) erkennt. Validiert für Durchflusszytometrie (FC) zur Untersuchung der NK-Zellfunktion und Immunphänotypisierung. Geeignet für Aktivierungs- und Zytotoxizitätsassays.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE/Cyanine7 Kaninchen anti-Maus CD161c/NK1.1 mAk
Bemerkungen/Alias	Nk1, Ly59, Nk-1, CD161, Ly-59, Ly55c, NK1.1, NKR-P1, NK1.2, Klrp1b, NK-RP1, Nk-1.2, Nkrp1b, Nkrp1c, ly-55c, NKR-P1.9
Spezies	Maus
GenID (Mensch)	3820
GenID	17059
Immunogen	Rekombinantes Protein; Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 67-223 von Maus-CD161/NK1.1 (NP_001153376.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P27814
Proteingewicht	25kDa
Versand	Eisbeutel