

PE/Cyanine7 Anti-Maus-Cd24-Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - P24807

Artikelnummer: CM0010755

Einführung

PE/Cyanine7-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen Maus-CD24, optimiert für die Durchflusszytometrie. Zur Forschung an Zelldifferenzierung, Thymozytenentwicklung, B-Zell-Aktivierung und Autoimmunität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE/Cyanine7 Kaninchen-anti-Maus-CD24-mAb
Bemerkungen/Alias	HSA; Cd24; Ly-52; Nectadrin
Art	Maus
GeneID (Mensch)	100133941
GeneID	12484
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 27-53 von Maus-CD24 (NP_033976.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P24807
Proteingewicht	8 kDa
Versand	Kühlakku