

PE/Cyanin7-Konjugierter Monoklonaler Anti-Maus-Cd3E-Antikörper Vom Armenischen Hamster Für Die Durchflusszytometrie - P22646

Artikelnummer: CM0009743



Einführung

PE/Cyanin7-konjugierter monoklonaler Anti-Maus-CD3e-Antikörper vom Armenischen Hamster zum Nachweis von Maus-CD3e mittels Durchflusszytometrie, einem an der adaptiven Immunität beteiligten Oberflächen-Glykoprotein von T-Zellen - P22646.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE/Cyanin7-Armenischer-Hamster-Anti-Maus-CD3e-mAb
Bemerkungen/Alias	CD3; T3e; CD3epsilon
Art	Maus
GenID (Mensch)	916
GenID	12501
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Armenischer Hamster
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	Durchflusszytometrie
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P22646
Proteingewicht	21 kDa
Versand	Kühlakku