

PE/Cyanine7 Anti-Maus Ly-6A/E (Sca-1) Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P05533

Artikelnummer: CM0004378

Einführung

PE/Cyanine7-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen Maus Ly-6A/E (Sca-1) für die Durchflusszytometrie. Validiert für Maus-Reaktivität; ideal für Studien zu Stammzellen und T-Zell-Aktivierung. Einfache Beschaffung aus einer Hand bei CamelBio.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE/Cyanine7 Kaninchen Anti-Maus Ly-6A/E (Sca-1) mAk
Bemerkungen/Aliase	TAP; Sca1; Sca-1; Ly-6A.2; Ly-6A/E; Ly-6E.1
Spezies	Maus
Gen-ID	110454
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 27-111 von Maus Ly-6A/E (Sca-1) (NP_034868.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (Durchflusszytometrie)
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P05533
Proteinmasse	115 kDa
Versand	Eisbeutel