

PE/Cyanine7 Anti-Maus Tcr B-Kette Mab Für Fc - A0A0B4J1G9

Artikelnummer: CM0011133

Einführung

PE/Cyanine7-konjugierter monoklonaler Antikörper gegen die Maus-TCR-β-Kette (Armenischer Hamster, FC-validiert). Zuverlässig für die durchflusszytometrische Detektion von TCRβ in Mausproben. - A0A0B4J1G9

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE/Cyanine7 Anti-Maus TCR β-Kette mAb
Anmerkungen/Alias	Tib; TCRbeta
Spezies	Maus
GenID (Mensch)	28614
GenID	21577
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisiertes Peptid abgeleitet von der Maus-TCR-β-Kette.
Quelle	Armenischer Hamster
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	A0A0B4J1G9
Proteinmasse	13kDa
Versand	Eisbeutel