

PE/Cyanine7 Maus Anti-Human Cd11B Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P11215

Artikelnummer: CM0012509



Einführung

PE/Cyanine7-konjugierter monoklonaler Maus-Antikörper, der gegen humanes CD11b (Integrin alpha-M) gerichtet ist. Validiert für die Durchflusszytometrie, bindet dieser Antikörper spezifisch an einen 127 kDa myeloischen Rezeptor, der auf Monozyten und Granulozyten exprimiert wird. Ideal für Anwendungen in der Entzündungs- und Immunforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE/Cyanine7 Maus anti-Human CD11b mAk
Bemerkungen/Alias	CR3A; MO1A; CD11B; MAC-1; MAC1A; SLEB6
Spezies	Human
Gen-ID	3684
Immunogen	Ein synthetisiertes Peptid, abgeleitet von humanem CD11b
Quelle	Maus
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P11215
Proteingewicht	127kDa
Versand	Eisbeutel