

PE/Cyanine7 Maus Anti-Mensch Cd11C Monoklonaler Antikörper Für Fc - P20702

Artikelnummer: CM0009887



Einführung

PE/Cyanine7-konjugierter Maus monoklonaler Antikörper spezifisch für humanes CD11c (Integrin alpha-X, 128 kDa). Geeignet für Durchflusszytometrie, erkennt er einen Fibrinogenrezeptor auf Monozyten/Granulozyten, der an Entzündungen und Erythrophagozytose beteiligt ist. - P20702

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE/Cyanine7 Maus anti-Mensch CD11c mAb
Anmerkungen/Alias	CD11C; SLEB6
Spezies	Mensch
GeneID	3687 (Mensch)
Immunogen	Rekombinantes Protein des humanen CD11c
Quelle	Maus
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P20702
Proteingewicht	128kDa
Versand	Eisbeutel