

Pe/Cyanin7 Maus-Anti-Humaner Cd45Ro Mak - P08575

Artikelnummer: CM0008459



Einführung

Hochwertiger PE/Cyanin7 Maus-anti-humaner CD45RO monoklonaler Antikörper für die Durchflusszytometrie (FC). Erkennt die humane CD45RO-Isoform von PTPRC, einen wichtigen T-Zell-Aktivierungsmarker. Ideal für immunologische Forschung und klinische Diagnostik.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE/Cyanin7 Maus-anti-humaner CD45RO mAk
Bemerkungen/Alias	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
Spezies	Human
GeneID (Human)	5788
GeneID	5788
Immunogen	Synthetisches Peptid, abgeleitet von humanem CD45RO
Herkunft	Maus
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P08575
Proteingewicht	136kDa
Versand	Eisbeutel