


PE/Cyanine7-Kaninchen-Anti-Humaner-Axl-Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - P30530

Artikelnummer: CM0007924



Einführung

PE/Cyanine7-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes AXL (UFO). Geeignet für die Durchflusszytometrie (FC) mit humanen Proben. AXL ist eine Rezeptor-Tyrosinkinase, die am Zellüberleben, an der Zellproliferation und am Viruseintritt beteiligt ist. Proteingewicht: 98 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE/Cyanine7-Kaninchen-anti-humanes-AXL-mAk
Bemerkungen/Alias	ARK; UFO; JTK11; Tyro7
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	558
GeneID	558
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 33-449 des humanen AXL (NP_068713.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P30530
Proteingewicht	98 kDa
Versand	Ice-Pack