

## PE/Cyanine7-Kaninchen-Anti-Human-Cd13/Anpep-Mak Für Die Durchflusszytometrie - P15144

Artikelnummer: CM0011856



### Einführung

PE/Cyanine7-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes CD13/ANPEP, validiert für die Durchflusszytometrie. Ideal für Immunphäotypisierung, die Analyse der Tumervaskulatur und Untersuchungen viraler Rezeptoren. – P15144

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                       |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | PE/Cyanine7-Kaninchen-anti-human-CD13/ANPEP-mAk                                                                            |
| Bemerkungen/Alias | APN; AP-M; AP-N; CD13; LAP1; P150; PEPN; hAPN; GP150                                                                       |
| Art               | Mensch                                                                                                                     |
| Gen-ID (Mensch)   | 290                                                                                                                        |
| Gen-ID            | 290                                                                                                                        |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 69-967 des humanen CD13/ANPEP entspricht (NP_001141.2) |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                  |
| Kategorie         | Monoklonale Antikörper                                                                                                     |
| Anwendung         | Durchflusszytometrie                                                                                                       |
| Kreuzreaktivität  | Mensch                                                                                                                     |
| SWISS             | P15144                                                                                                                     |
| Proteingewicht    | 110 kDa                                                                                                                    |
| Versand           | Kühlakku                                                                                                                   |