


PE/Cyanine7-Konjugierter Kaninchen-Anti-Human-Cd2-Monoklonaler Antikörper Für Fc - P06729

Artikelnummer: CM0006000



Einführung

PE/Cyanine7-konjugierter, monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes CD2 (T11/LFA-2) für die Durchflusszytometrie, validiert für humane Proben. Ideal für Studien zur Adhäsion und Aktivierung von T-Zellen und NK-Zellen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE/Cyanine7 Kaninchen-Anti-Human-CD2 mAb
Bemerkungen/Alias	T11; SRBC; LFA-2
Spezies	Mensch
GeneID (human)	914
GeneID	914
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 25-209 von humanem CD2 (NP_001758.2) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (Durchflusszytometrie)
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P06729
Proteingewicht	39 kDa
Versand	Eistasche