


PE/Cyanine7 Kaninchen Anti-Human Cd314 Monoklonaler Antikörper Für Fc - P26718

Artikelnummer: CM0005389



Einführung

PE/Cyanine7-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper, der gegen humanes CD314 (NKG2D) gerichtet ist, für die Durchflusszytometrie. Erkennt ein 25 kDa Typ-II-Membranprotein, das an der NK-Zell-vermittelten Immunüberwachung beteiligt ist. Geeignet für humane Proben.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE/Cyanine7 Kaninchen anti-Human CD314 mAb
Bemerkungen/Alias	KLR; CD314; NKG2D; NKG2-D; D12S2489E
Spezies	Human
GenID (Human)	22914
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 73-216 von humanem CD314 (NP_031386.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P26718
Proteingewicht	25kDa
Versand	Eisbeutel