

PE/Cyanine7 Kaninchen Anti-Human Cd33 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P20138

Artikelnummer: CM0004511



Einführung

PE/Cyanine7-konjugierter kaninchener anti-humaner CD33 monoklonaler Antikörper für Durchflusszytometrie. Erkennt CD33 (Siglec-3, p67) auf monozytären/myeloischen Zellen. Kreuzreagiert mit Human.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE/Cyanine7 Kaninchen anti-Human CD33 mAk
Bemerkungen/Alias	p67; SIGLEC3; SIGLEC-3
Spezies	Human
GenID (Human)	945
GenID	945
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 18-259 von humanem CD33 (NP_001763.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P20138
Proteingewicht	40kDa
Versand	Eisbeutel