


Pe/Cyanine7 Kaninchen Anti-Mensch Cd38 Mak Für Fc - P28907

Artikelnummer: CM0008346



Einführung

PE/Cyanine7-konjugierter kaninchen monoklonaler Antikörper gegen menschliches CD38 für die Durchflusszytometrie. CD38 ist ein multifunktionales Ectoenzym und Rezeptor, das an Kalziumsignalgebung und Lymphozytenmigration beteiligt ist. Artenreaktivität: Mensch. SWISS: P28907.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE/Cyanine7 Kaninchen anti-Mensch CD38 mAk
Bemerkungen/Alias	ADPRC1; cADPR1; ADPRC 1
Art	Mensch
GenID (Mensch)	952
GenID	952
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 43-300 von menschlichem CD38 (P28907) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P28907
Proteinmasse	13 kDa/34 kDa
Versand	Eisbeutel