

PE/Cyanine7-Kaninchen-Anti-Human Cd42B Monoklonaler Antikörper Für Fc - P07359

Artikelnummer: CM0008377



Einführung

PE/Cyanine7-konjugierter, monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes CD42b (Thrombozyten-Glykoprotein Ib alpha-Kette) für die Durchflusszytometrie. Erkennt natives GPIBA-Protein auf menschlichen Thrombozyten, ideal für die Forschung zu Thrombozytenadhäsion und Hämostase.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE/Cyanine7 Kaninchen-Anti-Human CD42b mAb
Bemerkungen/Alias	BSS, GPIB, VWDP, CD42B, GPIbA, BDPLT1, BDPLT3, DBPLT3, GPIbalpha, CD42b-alpha
Spezies	Mensch
Gen-ID	2811
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 15-531 von humanem CD42b (NP_000164.5) entspricht
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P07359
Protein-Gewicht	72 kDa
Versand	Eistüte