

PE/Cyanine7 Kaninchen Anti-Mensch Cd45Rb Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P08575-9

Artikelnummer: CM0012415

Einführung

PE/Cyanine7-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes CD45RB (Isoform 7 von PTPRC). Empfohlen für die Durchflusszytometrie. Erkennt das Leukozyten-Allgemeinantigen, geeignet für die Immunphänotypisierung humaner Proben.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE/Cyanine7 Kaninchen Anti-Mensch CD45RB mAk
Bemerkungen/Alias	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5788
Gen-ID	5788
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 26-463 von humanem CD45RB (XP_006711537.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P08575-9
Proteingewicht	135 kDa
Versand	Eisbeutel