


PE/Cyanine7 Kaninchen-Anti-Mensch Cd5 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P06127

Artikelnummer: CM0005499



Einführung

PE/Cyanine7-konjugierter kaninchen monoklonaler Antikörper, der auf humanes CD5 (T1/Leu-1) abzielt, einen Pan-T-Zell- und B1a-Zell-Oberflächenrezeptor. Validiert für die Durchflusszytometrie, ideal für Immunphänotypisierung und Studien zur T-Zell-Signalisierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE/Cyanine 7 Kaninchen-anti-Mensch CD5 mAk
Bemerkungen/Alias	T1; LEU1
Spezies	Mensch
Gen-ID	921
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 25-371 von humanem CD5 (NP_055022.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FZ
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P06127
Proteingewicht	55 kDa
Versand	Eisbeutel