

PE/Cyanine7-Kaninchen-Anti-Humaner-Cd56/Ncam1-Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - P13591

Artikelnummer: CM0011076



Einführung

PE/Cyanine7-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes CD56/NCAM1 (SWISS P13591), validiert für die Durchflusszytometrie. Aus einem rekombinanten Immunogen (AS 20-413) gewonnen. Geeignet für Untersuchungen zur neuronalen Adhäsion und zum Viruseintritt.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE/Cyanine7-Kaninchen-anti-humaner-CD56/NCAM1-mAb
Bemerkungen/Alias	CD56; NCAM; MSK39
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	4684
GeneID	4684
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 20-413 des humanen CD56/NCAM1 (NP_851996.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P13591
Proteingewicht	95 kDa
Versand	Kühlbeutel