

PE/Cyanine7-Kaninchen-Anti-Humaner-CD8B-Monoklonaler Antikörper Für Fc - P10966

Artikelnummer: CM0010212

Einführung

PE/Cyanine7-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes CD8b (P10966) für die Durchflusszytometrie. Geeignet zur Untersuchung von Immunantworten und den Funktionen von T-Zell-Korezeptoren. Kreuzreaktiv mit humanem CD8b.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE/Cyanine7-Kaninchen-anti-humanes-CD8b-mAb
Bemerkungen/Alias	LY3; P37; LEU2; LYT3; Ly-3; CD8B1; CD8beta
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	926
GeneID	926
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 22-170 des humanen CD8b (NP_004922.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P10966
Proteingewicht	24 kDa
Versand	Kühlakku