

PE/Cyanine7 Kaninchen-Anti-Mensch Cd90/Thy1 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P04216

Artikelnummer: CM0004421

Einführung

PE/Cyanine7-konjugierter kaninchen monoklonaler Antikörper gegen menschliches CD90/Thy1, entwickelt für Anwendungen in der Durchflusszytometrie. Ideal für die Immunphänotypisierung und Forschung in Stammzellbiologie, Neurowissenschaften und ZellSignalgebung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE/Cyanine7 Kaninchen-anti-Mensch CD90/Thy1 mAk
Bemerkungen/Alias	CD90; CDw90
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	7070
GenID	7070
Immunogen	Rekombinantes Protein: Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 20-130 des menschlichen CD90/Thy1 (NP_006279.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P04216
Proteingewicht	18 kDa
Versand	Eispackung