

PE/Cyanine7 Kaninchen Anti-Human Cr2/Cd21 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P20023

Artikelnummer: CM0005392



Einführung

PE/Cyanine7-konjugierter monoklonaler Kaninchen-anti-Human-CR2/CD21-Antikörper, validiert für die Durchflusszytometrie. Erkennt den B-Zell-Korezeptor CR2 (CD21, C3d-Rezeptor), der an Komplementwegen und der EBV-Infektion beteiligt ist. Geeignet für die immunologische Forschung am Menschen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE/Cyanine7 Kaninchen anti-Human CR2/CD21 mAb
Anmerkungen/Alias	CR; C3DR; CD21; CVID7; SLEB9
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	1380
Gen-ID	1380
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 21-971 des humanen CR2/CD21 entspricht (NP_001868.2).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P20023
Proteingewicht	110kDa/113kDa/118kDa/119kDa
Versand	Eisbeutel