


PE/Cyanine7 Kaninchen Anti-Human FcεR1A Monoklonaler Antikörper Für Fc - P12319

Artikelnummer: CM0010229



Einführung

PE/Cyanine7-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper, der gegen humanes FcεR1α (Fc-epsilon RI-alpha), den hochaffinen IgE-Rezeptor, gerichtet ist. Validiert für Durchflusszytometrie (FC). Ideal für Allergie- und Mastzellen/Basophilen-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE/Cyanine7 Kaninchen anti-Human FcεR1α mAb
Bemerkungen/Alias	FCE1A; FcERI; FCERIA
Spezies	Human
GenID (Human)	2205
GenID	2205
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 26-205 von humanem FcεR1α (NP_001992.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P12319
Proteingewicht	30kDa
Versand	Eisbeutel