

PE/Cyanine7-Kaninchen-Anti-Human-Ifn-Gamma Monoklonaler Antikörper Für Intrazelluläre Durchflusszytometrie - P01579

Artikelnummer: CM0005730



Einführung

PE/Cyanine7-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes IFN-gamma. Validiert für intrazelluläre Durchflusszytometrie, ideal zum Nachweis der Zytokinproduktion in aktivierten T- und NK-Zellen während Immunantwortstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE/Cyanine7 Kaninchen-Anti-Human-IFN-gamma mAb
Bemerkungen/Alias	IFG; IFI; IMD69
Spezies	Mensch
Gen-ID (Human)	3458
Gen-ID	3458
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 24-166 von humanem IFN-gamma (NP_000610.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	Durchflusszytometrie (Intrazellulär)
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P01579
Proteingewicht	19kDa
Versand	Eisbeutel