

Pe/Cyanin7-Kaninchen-Anti-Humanes-Lilrb4/Cd85K/Ilt3-Mab - Q8Nhj6

Artikelnummer: CM0012662



Einführung

Mit PE/Cyanin7 konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes LILRB4 (CD85k/ILT3), einen wichtigen inhibitorischen Immunrezeptor. Für die Durchflusszytometrie validiert und geeignet für Studien zur Immuntoleranz, Monozytenregulation und Krebsimmunologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE/Cyanin7-Kaninchen-anti-humanes-LILRB4/CD85k/ILT3-mAb
Bemerkungen/Alias	B4; ILT3; LIR5; CD85K; ILT-3; LIR-5
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	11006
GeneID	11006
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 22-259 des humanen LILRB4/CD85k/ILT3 entspricht (NP_001265355.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q8NHJ6
Proteingewicht	49 kDa
Versand	Kühlakku