

PE/Cyanine7-Kaninchen-Anti-Human-Pd-L1/Cd274-Mak Für Die Durchflusszytometrie - Q9Nzq7

Artikelnummer: CM0009410



Einführung

PE/Cyanine7-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes PD-L1/CD274 (Q9NZQ7). Dieser für die Durchflusszytometrie konzipierte Antikörper unterstützt die Untersuchung von Immuncheckpoint-Signalwegen und der Tumor-Immunflucht in Forschung und Diagnostikentwicklung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE/Cyanine7-Kaninchen-Anti-Human-PD-L1/CD274-mAk
Bemerkungen/Alias	B7-H; B7H1; PDL1; PD-L1; hPD-L1; PDCD1L1; PDCD1LG1
Spezies	Mensch
GeneID	29126
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-290 von humanem PD-L1/CD274 (Q9NZQ7) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9NZQ7
Protein-Gewicht	33kDa
Versand	Eistasche