

PE/Cyanine7 Kaninchen Anti-Human Tim-3/Havcr2 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - Q8Tdq0

Artikelnummer: CM0008561



Einführung

PE/Cyanine7-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper, spezifisch für humanes TIM-3/HAVCR2 (CD366). Dieses Reagenz zielt auf die extrazelluläre Domäne ab und ist für die Durchflusszytometrie validiert, was es ideal für die Analyse von Immun-Checkpoints bei Krebs und chronischen Infektionen macht.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE/Cyanine7 Kaninchen anti-Human TIM-3/HAVCR2 mAb
Bemerkungen/Alias	TIM3; CD366; KIM-3; SPTCL; TIMD3; Tim-3; TIMD-3; HAVcr-2
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	84868
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 22-200 von humanem TIM-3/HAVCR2 (NP_116171.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q8TDQ0
Proteingewicht	33kDa
Versand	Eisbeutel