


PE/Cyanine7-Kaninchen-Anti-Human-Tnf-A-Monoklonaler Antikörper Für Fc (Intra) - P01375

Artikelnummer: CM0005069



Einführung

PE/Cyanine7-konjugierter, monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes TNF- α (Cachectin, TNFSF2). Entwickelt für die intrazelluläre Durchflusszytometrie. Erkennt humanes TNF- α ; ideal für die Erforschung von Entzündungen, Autoimmunerkrankungen und Krebs.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE/Cyanine7 Kaninchen-Anti-Human-TNF- α mAb
Bemerkungen/Alias	DIF; TNFA; TNFSF2; TNLG1F; TNF-alpha
Spezies	Human
GeneID (Human)	7124
GeneID	7124
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 77-233 von humanem TNF- α (NP_002344.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (intra)
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P01375
Proteingewicht	26kDa
Versand	Kühltasche