

PE/Cyanine7 Kaninchen Anti-Human/Affe CD19 Mab - Cd19

Artikelnummer: CM0004649

Einführung

PE/Cyanine7-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen CD19 für die Durchflusszytometrie. Kreuzreagiert mit Mensch und Javaneraffe. Rekombinantes Immunogen, 63 kDa Ziel. Ideal für die Forschung an B-Zell-Lymphomen und Immuntherapien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE/Cyanine7 Kaninchen anti-Human/Affe CD19 mAb
Bemerkungen/Alias	CD19
Spezies	Affe
Gen-ID (Mensch)	930
Gen-ID (Affe)	102145514
Immunogen	Rekombinantes Protein; Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 20-292 von Affen-CD19 (XP_005591597.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch, Javaneraffe
Proteingewicht	63 kDa
Versand	Eisbeutel