


PE/Cyanin7 Kaninchen Anti-Human/Affe Cd20 Monoklonaler Antikörper Für Fc - P11836

Artikelnummer: CM0005912



Einführung

PE/Cyanin7-konjugierter, monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes CD20, validiert für die Durchflusszytometrie. Kreuzreagiert mit Javaneraffe. Ideal für B-Zell-Entwicklungs-, Differenzierungs- und Immuntherapie-Forschungsanwendungen in der Immunphänotypisierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE/Cyanin7 Kaninchen anti-Human/Affe CD20 mAb
Bemerkungen/Alias	B1; S7; Bp35; CD20; FMC7; CVID5; LEU-16
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	931
Gen-ID	931
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 100-200 des humanen CD20 mAb entspricht (NP_068769.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human, Javaneraffe
SWISS	P11836
Proteingewicht	14kDa/33kDa
Versand	Eisbeutel