

PE/Cyanine7 Kaninchen Anti-Mensch/Affe Cd25 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P01589

Artikelnummer: CM0008215



Einführung

PE/Cyanine7-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper, der gegen humanes und cynomolgus Affen-CD25 gerichtet ist. Entwickelt für den durchflusszytometrischen Nachweis des IL-2-Rezeptor-Alpha auf regulatorischen und aktivierten T-Zellen. Nur für Forschungszwecke.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE/Cyanine7 Kaninchen anti-Mensch/Affe CD25 mAk
Bemerkungen/Alias	p55; CD25; IL2R; IMD41; TCGFR; IDDM10
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	3559
Gen-ID	3559
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 22-213 des menschlichen CD25 (NP_000408.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (Durchflusszytometrie)
Kreuzreaktivität	Mensch, Cynomolgus
SWISS	P01589
Proteingewicht	31 kDa
Versand	Eisbeutel