

PE/Cyanine7 Kaninchen Anti-Human/Affe Cd3 Monoklonaler Antikörper Für Fc - P07766

Artikelnummer: CM0008393



Einführung

PE/Cyanine7-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper, der gegen die humane und Cynomolgus-CD3-Epsilon-Kette gerichtet ist. Validiert für Durchflusszytometrie-Anwendungen. Ideal für die Identifizierung von T-Lymphozyten und immunologieforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE/Cyanine7 Kaninchen anti-Human/Affe CD3 mAk
Bemerkungen/Alias	T3E; TCRE; IMD18; CD3epsilon
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	916
Gen-ID	916
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-126 von humanem CD3 (NP_000724.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human, Cynomolgus
SWISS	P07766
Proteingewicht	23kDa
Versand	Eisbeutel