

PE/Cyanine7 Kaninchen-Anti-Mensch/Affe Cd4 Monoklonaler Antikörper Für Fc - P01730

Artikelnummer: CM0006200



Einführung

PE/Cyanine7-konjugierter kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes und cynomolgus-CD4, validiert für Durchflusszytometrie. Ideal für die Forschung zu T-Helferzellen und Immunfunktion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE/Cyanine7 Rabbit anti-Human/Monkey CD4 mAb
Bemerkungen/Alias	T4; IMD79; Leu-3; OKT4D; CD4mut
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	920
Gen-ID	920
Immunogen	Rekombinantes Protein des menschlichen CD4
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch, Cynomolgus
SWISS	P01730
Proteinmasse	51kDa
Versand	Eisbeutel