

PE/Cyanine7 Kaninchen-Anti-Mensch/Affe Cd45Ra Mak Für Fc - P08575-8

Artikelnummer: CM0010571

Einführung

PE/Cyanine7-konjugierter kaninchen monoklonaler Antikörper gegen CD45RA (Isoform P08575-8). Validiert für Kreuzreaktivität mit Menschen und Javaneraffen, geeignet für den Durchflusszytometrie-Nachweis des 138 kDa großen Leukozytenantigens.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE/Cyanine7 Kaninchen-anti-Mensch/Affe CD45RA mAk
Bemerkungen/Alias	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5788
Gen-ID	5788
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 26-482 des menschlichen CD45RA (P08575-8) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch, Javaneraffe
SWISS	P08575-8
Proteinmasse	138 kDa
Versand	Eisbeutel