


PE/Cyanine7 Kaninchen Anti-Human/Affe Cd8A Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P01732

Artikelnummer: CM0008197



Einführung

PE/Cyanine7-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanen und Cynomolgus-Affen CD8a (SWISS: P01732). Validiert für Durchflusszytometrie (FC) zum Nachweis von CD8+ T-Zellen und NK-Zell-Subsets.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE/Cyanine7 Kaninchen anti-Human/Affe CD8a mAk
Bemerkungen/Alias	CD8; p32; Leu2; CD8alpha
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	925
GenID	925
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 22-182 von humanem CD8A (NP_001759.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch, Cynomolgus
SWISS	P01732
Proteingewicht	21kDa/25kDa/30kDa
Versand	Eisbeutel