


PE/Cyanin7 Kaninchen Anti-Mensch/Affe IgD Monoklonaler Antikörper Für Fc - P01880

Artikelnummer: CM0011960



Einführung

PE/Cyanin7 Kaninchen anti-Mensch/Affe IgD monoklonaler Antikörper für Durchflusszytometrie. Zielt auf IgD (Immunglobulin schweres konstantes Delta) ab für B-Zell-Studien und Forschung zur Immun-Signalgebung. Reaktivität gegenüber Mensch und Cynomolgus. P01880.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE/Cyanin7 Kaninchen anti-Mensch/Affe IgD mAk
Bemerkungen/Alias	Immunglobulin schweres konstantes Delta
Spezies	Mensch
Gen-ID	3495
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 99-384 von menschlichem IgD enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch, Cynomolgus
SWISS	P01880
Proteingewicht	47 kDa
Versand	Eisbeutel