

PE/Cyanine7 Kaninchen Anti-Mensch/Affe Pd-1/Cd279 Monoklonaler Antikörper Für Fc - Q15116

Artikelnummer: CM0012785



Einführung

PE/Cyanine7-konjugierter monoklonaler Antikörper aus Kaninchen, der humanes und Affen-PD-1/CD279 targetiert. Validiert für die Durchflusszytometrie ist dieser Immun-Checkpoint-Antikörper ideal für die Untersuchung von T-Zell-Erschöpfung und Anwendungen in der Krebsimmuntherapie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE/Cyanine7 Rabbit anti-Human/Monkey PD-1/CD279 mAb
Bemerkungen/Aliase	PD1; PD-1; CD279; SLEB2; hPD-1; hPD-I; hSLE1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	5133
GenID	5133
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 25-168 des menschlichen PD-1/CD279 (NP_005009.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch, Krabbenaffe
SWISS	Q15116
Proteingewicht	32 kDa
Versand	Eisbeutel