

Pe/Cyanine7 Kaninchen Anti-Maus Cd105/Endoglin Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - Q63961

Artikelnummer: CM0008596

Einführung

PE/Cyanine7-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper, der gegen Maus-CD105/Endoglin gerichtet ist. Validiert für die Durchflusszytometrie, ermöglicht er die Detektion von Endothelzellen und eignet sich für die Angiogenese-, kardiovaskuläre und TGF-beta-Signalwegforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE/Cyanine7 Kaninchen anti-Maus CD105/Endoglin mAk
Bemerkungen/Alias	Endo; CD105; S-Endoglin
Spezies	Maus
Gen-ID (Mensch)	2022
Gen-ID (Maus)	13805
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 27-581 von Maus-CD105 (NP_031958.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q63961
Proteingewicht	70kDa
Versand	Eisbeutel