


PE/Cyanine7 Kaninchen Anti-Maus Cd11B Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - P05555

Artikelnummer: CM0010974



Einführung

PE/Cyanine7-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen Maus CD11b (Integrin alpha-M). Validiert für die Durchflusszytometrie. Reagiert mit Maus. Ziel ist ein Immunzell-Adhäsionsrezeptor, der an Phagozytose und Entzündung beteiligt ist. Ideal für die Immunologieforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE/Cyanine7 Kaninchen anti-Maus CD11b mAb
Bemerkungen/Alias	CR3; CR3A; MAC1; Cd11b; Ly-40; Mac-1; Mac-1a; CD11b/CD18; F730045J24Rik
Spezies	Maus
Gen-ID (Human)	3684
Gen-ID	16409
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 143-337 von Maus CD11b (NP_032427.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P05555
Protein-Gewicht	127kDa
Versand	Eisbeutel