

Pe/Cyanine7 Kaninchen Anti-Maus Cd150/Slam Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - Q9Qum4

Artikelnummer: CM0008376

Einführung

PE/Cyanine7-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen Maus-CD150 (SLAM). Für die Durchflusszytometrie; er erkennt den Selbstligand-Rezeptor, der die Aktivierung und Differenzierung von Immunzellen moduliert. Geeignet für die Immunphänotypisierung und die Erforschung der SLAM-vermittelten Signalgebung in T-Zellen, B-Zellen und Makrophagen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE/Cyanine7 Kaninchen anti-Maus CD150/SLAM mAk
Bemerkungen/Alias	Slam, CD150, IPO-3, CDw150, ESTM51, 4933415F16
Spezies	Maus
Gen-ID (Mensch)	6504
Gen-ID	27218
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die Aminosäuren 25-242 von Maus-CD150/SLAM (NP_038758.2) umfasst
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q9QUM4
Proteingewicht	36kDa/38kDa
Versand	Eisbeutel