

PE/Cyanine7 Kaninchen-Anti-Maus Cd19 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P25918

Artikelnummer: CM0010373

Einführung

PE/Cyanine7-konjugierter kaninchen monoklonaler Antikörper gegen Maus CD19, validiert für die Durchflusszytometrie. Zielt auf B-Lymphozytenantigen CD19 (UniProt P25918), einen B-Zell-Korezeptor, der an der BCR-Signalgebung und Immunität beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE/Cyanine7 Kaninchen-anti-Maus CD19 mAk
Spezies	Maus
GenID (Mensch)	930
GenID	12478
Immunogen	Rekombinantes Protein (Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 19-287 von Maus CD19 (NP_033974.2) enthält)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (Durchflusszytometrie)
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P25918
Proteingewicht	60 kDa
Versand	Eisbeutel