


PE/Cyanin7-Kaninchen-Anti-Maus-Cd206/Mmr Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - Q61830

Artikelnummer: CM0012285



Einführung

PE/Cyanin7-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen Maus-CD206/MMR, ideal für den Nachweis von Makrophagen mittels Durchflusszytometrie. An Mausproben validiert. Teil des One-Stop-IVD-Rohstoffbeschaffungsangebots von CamelBio.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE/Cyanin7-Kaninchen-Anti-Maus-CD206/MMR mAb
Bemerkungen/Alias	MR; CD206
Spezies	Maus
GeneID (Human)	4360
GeneID	17533
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 20-154 von Maus-CD206/MMR (NP_032651.2) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (intra), FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q61830
Proteingewicht	165 kDa
Versand	Eisbeutel