

PE/Cyanine7 Kaninchen Anti-Maus Cd223/Lag-3 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - Q61790

Artikelnummer: CM0004877



Einführung

PE/Cyanine7-konjugierter kaninchen monoklonaler Antikörper gegen Maus LAG-3 (CD223), validiert für die Durchflusszytometrie. Geeignet für Studien zu Immun-Checkpoint-Regulation, T-Zell-Erschöpfung und Tumormmunologie in Mausmodellen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE/Cyanine7 Kaninchen Anti-Maus CD223/LAG-3 mAb
Bemerkungen/Alias	Ly66; CD223; LAG-3
Spezies	Maus
GeneID (Mensch)	3902
GeneID	16768
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 24-442 von Maus CD223/LAG-3 (NP_032505.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q61790
Proteinmasse	57 kDa
Versand	Eisbeutel