

PE/Cyanine7 Kaninchen Anti-Maus Cd23 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P20693

Artikelnummer: CM0009490

Einführung

PE/Cyanine7-konjugierter monoklonaler Antikörper aus Kaninchen gegen Maus CD23 (FcεRII), validiert für die Durchflusszytometrie. Niedrigaffiner IgE-Rezeptor, essenziell für die B-Zelldifferenzierung und IgE-Regulation in der murinen Immunforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE/Cyanine7 Rabbit anti-Mouse CD23 mAb
Anmerkungen/Alias	CD23; Fce2; Fcer2; Ly-42
Spezies	Maus
GenID (Mensch)	2208
GenID	14128
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 50-331 von Maus CD23 (NP_038545.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P20693
Proteingewicht	38 kDa
Versand	Eisbeutel