

PE/Cyanine7 Kaninchen Anti-Maus Cd25 Monoklonaler Antikörper Für Fc - P01590

Artikelnummer: CM0012637

Einführung

PE/Cyanine7-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper, der gegen Maus-CD25 (IL-2RA) gerichtet ist. Optimierte Durchflusszytometrie-Anwendungen. Erkennt die 31 kDa Interleukin-2-Rezeptor-Alpha-Untereinheit, die für die Treg-vermittelte Immuntoleranz von zentraler Bedeutung ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	PE/Cyanine7 Kaninchen anti-Maus CD25 mAk
Bemerkungen/Alias	CD25; IL2r; Ly-43
Spezies	Maus
GenID (Mensch)	3559
GenID	16184
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 22-236 von Maus-CD25 (NP_032393.3) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P01590
Proteingewicht	31kDa
Versand	Eisbeutel