

PE/Cyanin7 Kaninchen Anti-Maus Cd34 Monoklonaler Antikörper Für Fc - Q64314

Artikelnummer: CM0009139

Einführung

PE/Cyanin7-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen Maus-CD34 für die Durchflusszytometrie. Reagiert mit Maus. Geeignet für die Identifizierung hämatopoetischer Stammzellen, Knochenmarksanalysen und Zelladhäsionsstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE/Cyanin7 Kaninchen anti-Maus CD34 mAb
Bemerkungen/Alias	CD34; CD34-Molekül; GIG3; MORT1
Spezies	Maus
Gen-ID (Human)	947
Gen-ID	12490
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 35-287 von Maus-CD34 (NP_598415.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q64314
Proteingewicht	41kDa
Versand	Eisbeutel