

PE/Cyanine7 Kaninchen Anti-Maus Cd38 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P56528

Artikelnummer: CM0011678



Einführung

PE/Cyanine7-konjugierter kaninchen monoklonaler Antikörper gegen Maus-CD38 für die Durchflusszytometrie. Reagiert mit Maus-CD38, einem transmembranen Glykoprotein, das an Kalziummobilisation und Immunzellsignalisierung beteiligt ist. Ideal für immunologische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE/Cyanine7 Kaninchen Anti-Maus CD38 mAk
Bemerkungen/Alias	I-19; ADPRC 1; Cd38-rs1
Spezies	Maus
Gen-ID (Mensch)	952
Gen-ID	12494
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (Durchflusszytometrie)
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P56528
Proteinmasse	34 kDa
Versand	Eisbeutel