

Pe/Cyanin7-Kaninchen-Anti-Maus-Cd4-Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - P06332

Artikelnummer: CM0006148

Einführung

PE/Cyanin7-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen Maus-CD4. Validiert für die Durchflusszytometrie. Ideal für die Untersuchung der T-Helferzell-Entwicklung, der Immunantwort und der Makrophagen-Differenzierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE/Cyanin7 Kaninchen anti-Maus CD4 mAb
Bemerkungen/Alias	L3T4; Ly-4
Spezies	Maus
Gen-ID (Human)	920
Gen-ID	12504
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 27-394 von Maus-CD4 (NP_038516.1) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P06332
Proteingewicht	51kDa
Versand	Eisbeutel