


PE/Cyanin7-Konjugierter Kaninchen-Anti-Maus Cd44 Monoklonaler Antikörper Für Fc - P15379

Artikelnummer: CM0011066



Einführung

PE/Cyanin7-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen Maus-CD44 (Ly-24/Pgp-1/HERMES). Validiert für Durchflusszytometrie (FC). Nur für Forschungszwecke, ideal für Studien zu Lymphozyten-Homing, Adhäsion und Entzündung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PE/Cyanin7 Kaninchen-Anti-Maus CD44 mAb
Bemerkungen/Alias	Ly-24; Pgp-1; HERMES
Spezies	Maus
GeneID (human)	960
GeneID	12505
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 23-176 von Maus-CD44 (NP_033981.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P15379
Proteingewicht	86kDa
Versand	Kühltasche