

PE/Cyanine7-Kaninchen-Anti-Maus-Cd48-Monoklonaler Antikörper (Durchflusszytometrie) - P18181

Artikelnummer: CM0008031



Einführung

PE/Cyanine7-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen Maus-CD48 (SLAMF2), validiert für die Durchflusszytometrie. Ideal zur Untersuchung der Lymphozytenaktivierung, der NK-Zell-Funktion und der Bildung immunologischer Synapsen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	PE/Cyanine7-Kaninchen-anti-Maus-CD48-mAk
Bemerkungen/Alias	BCM1; BLAST; Bcm-1; BLAST1; SLAMF2; Sgp-60; BLAST-1; MEM-102
Art	Maus
Gen-ID (Mensch)	962
Gen-ID	12506
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 23–216 des Maus-CD48 (NP_031675.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P18181
Proteinmasse	27 kDa
Versand	Kühlakku